


MILLIPORE POLYGARD CT25F0250 POLYGARD CT FILTER



SKU: CT25F0250 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CT25F0250 POLYGARD CT FILTER

Part Number: CT25F0250



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	25
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	Polyethylene flat seal

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	2.0
Longitud en cm	5.1
Cantidad por caja	50 pieces

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO