


## MILLIPORE POLYGARD CT25F2025 POLYGARD CT FILTER




**SKU:** CT25F2025 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CT25F2025 POLYGARD CT FILTER

Part Number: CT25F2025



#### Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	25
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	80
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	176
O-Ring / juntas /	Polyethylene flat seal

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	20.0
Longitud en cm	50.8
Cantidad por caja	25 pieces

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO