


MILLIPORE POLYGARD CT25F2C25 POLYGARD CT FILTER




SKU: CT25F2C25 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CT25F2C25 POLYGARD CT FILTER

Part Number: CT25F2C25



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	25
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	Polyethylene flat seal

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	19 1/2
Longitud en cm	49.5
Cantidad por caja	25 piezas

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO