


MILLIPORE POLYGARD CT25F2C25 POLYGARD CT FILTER




SKU: CT25F2C25 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CT25F2C25 POLYGARD CT FILTER

Part Number: CT25F2C25



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	25
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	80
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	176
O-Ring / juntas /	Polyethylene flat seal

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	19 1/2
Longitud en cm	49.5
Cantidad por caja	25 pieces

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO