


MILLIPORE POLYGARD CT25FC525 POLYGARD CT FILTER




SKU: CT25FC525 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CT25FC525 POLYGARD CT FILTER

Part Number: CT25FC525



Especificaciones

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Marca | Millipore Polygard |
| Tipo | Cartridge Filter |
| Medida del Poro μ | 25 |
| Temperatura máxima de °C | 80 |
| Temperatura máxima de °F | 176 |
| O-Ring / juntas / | Polyethylene flat seal |

Dimensiones / Pesos

| | |
|----------------------|-----------|
| Longitud en pulgadas | 4 3/4 |
| Longitud en cm | 12.1 |
| Cantidad por caja | 25 pieces |

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO