


## MILLIPORE POLYGARD CT50F0225 POLYGARD CT FILTER




**SKU:** CT50F0225 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MILLIPORE POLYGARD CT50F0225 POLYGARD CT FILTER

Part Number: CT50F0225



#### Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro $\mu$	50
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$	80
Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$	176
O-Ring / juntas /	Polyethylene flat seal

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	2.0
Longitud en cm	5.1
Cantidad por caja	25 pieces

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO