


MILLIPORE POLYGARD CT50F0225 POLYGARD CT FILTER




SKU: CT50F0225 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CT50F0225 POLYGARD CT FILTER

Part Number: CT50F0225



Especificaciones

| | |
|--|------------------------|
| Marca | Millipore Polygard |
| Tipo | Cartridge Filter |
| Medida del Poro μ | 50 |
| Temperatura máxima de $^{\circ}\text{C}$ | 80 |
| Temperatura máxima de $^{\circ}\text{F}$ | 176 |
| O-Ring / juntas / | Polyethylene flat seal |

Dimensiones / Pesos

| | |
|----------------------|-----------|
| Longitud en pulgadas | 2.0 |
| Longitud en cm | 5.1 |
| Cantidad por caja | 25 pieces |

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO