


MILLIPORE POLYGARD CT50F1050 POLYGARD CT FILTER




SKU: CT50F1050 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MILLIPORE POLYGARD CT50F1050 POLYGARD CT FILTER

Part Number: CT50F1050



Especificaciones

Marca	Millipore Polygard
Tipo	Cartridge Filter
Medida del Poro μ	50
Temperatura máxima de °C	80
Temperatura máxima de °F	176
O-Ring / juntas /	Polyethylene flat seal

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10.0
Longitud en cm	25.4
Cantidad por caja	50 pieces

[Ver PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO