

MILLTRONICS BW-100 | COMPUTADOR PARA BALANZAS



SKU: N / A | Categorías: [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para básculas bajo cinta transportadora de hasta 2 celdas de carga - Display iluminado. - Salida de reles por flujo, peso, totalizado, etc. - Salida analógica 4-20 mA. - Comunicación BIC II (MILLTRONICS) - Entradas: 2 celdas de carga, sen

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO