

## MINI CAJA DE CURADO PERFA-CURE, SOLO CALOR -HC-2963



**SKU:** HC-2963 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Preparación para la prueba de cilindros](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T23](#), [ASTM C31](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La pequeña y liviana caja de curado Perfa-Cure brinda almacenamiento y protección para especímenes de prueba de concreto en el lugar de trabajo para cumplir con las condiciones de curado inicial requeridas.

Proporciona calor solamente Aloja (4) 6 "x 12" (152 x 305 mm) o (10) 4 "x 8" (102 x 203 mm) cilindros de concreto.

La mini caja de curado Perfa-Cure, admite los siguientes estándares: [ASTM C31](#), AASHTO T23

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO