

MINI CENTRÍFUGA 10000R/M



- Tecnología sin voz con patente, que funciona con poco ruido.
- Equipado con motor sin escobillas, libre de mantenimiento.
- Durable y seguro para los usuarios.
- Máxima velocidad: 10000r/m
- RCF máximo: 5000xg
- Capacidad de muestra: 6X1.5/0.5/0.2ml
- Dimensión: 189x161x122 (mm)

SKU: B-01-19-01-05-04-03 | **Categorías:** [Otras centrífugas](#) | **Etiquetas:** [Centrifuga](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

| | |
|----------------------|---------------------|
| Código del Producto | B-01-19-01-05-04-03 |
| Modelo | Bell-OtrCen-100506 |
| Máxima velocidad | 10000r/m |
| RCF máximo | 5000xg |
| Capacidad de muestra | 6X1.5/0.5/0.2ml |
| Dimensión | 189x161x122 (mm) |
| Ruido | Inferior a 48dB |
| Peso | 1kg |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO