

MINI CENTRÍFUGA 6000R/M



- Tecnología sin voz con patente, que funciona con poco ruido.
- Equipado con motor sin escobillas, libre de mantenimiento.
- Durable y seguro para los usuarios.
- RCF máximo: 2000xg
- Capacidad de muestra: 2X8X0.2ml - 6X1.5/0.5/0.2ml
- Dimensión: 189x161x122 (mm)
- Ruido: Inferior a 48dB

SKU: B-01-19-01-05-04-02 | **Categorías:** [Otras centrífugas](#) | **Etiquetas:** [Centrifuga](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Código del Producto	B-01-19-01-05-04-02
Modelo	Bell-OtrCen-60208
Máxima velocidad	6000r/m
RCF máximo	2000xg
Capacidad de muestra	2X8X0.2ml 6X1.5/0.5/0.2ml
Dimensión	189x161x122 (mm)
Ruido	Inferior a 48dB
Peso	1kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO