

MINICENTRÍFUGA BELL-MINCENTRI-1008



- Ideal para microfiltración y centrifugado rápido
- Fácil de usar con doble función de arranque/parada
- Velocidad fija de 7000 rpm (FD1008)
- Compatible con rotores de 2mLx8 y PCR8x2
- Funcionamiento silencioso, nivel de ruido ≤ 45 dB
- Cambio de rotor sin herramientas
- Acelera y frena en segundos
- Disponible en dos colores: verde y azul

SKU: B-01-29-0202-0201 | **Categorías:** [Otras centrífugas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Características técnicas

Bell-MinCentri-1008

| | |
|------------------------|--|
| Código SKU | B-01-29-0202-0201 |
| Velocidad máx. | 7000rpm |
| RCF máx. | 2680×g |
| Capacidad del rotor | 0,2/0,5/1,5/2,0 ml×8; 0,2 ml×16 tiras de PCR o 0,2 ml×2 tiras de PCR 8 |
| Tiempo de ejecución | Funcionamiento continuo |
| Motor de accionamiento | Motor de CC |
| Poder | AC110-240V/50Hz/60Hz 20W |
| Nivel sonoro | ≤45dB |
| Dimensión [D×W×H] | 160x170x122m m |
| Peso | 0,5 kg |
| Certificación | CE cTÜVus FCC MCA |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO