

## MINICENTRÍFUGA BELL-MINCENTRI-1008



- Ideal para microfiltración y centrifugado rápido
- Fácil de usar con doble función de arranque/parada
- Velocidad fija de 7000 rpm (FD1008)
- Compatible con rotores de 2mLx8 y PCR8x2
- Funcionamiento silencioso, nivel de ruido  $\leq 45$ dB
- Cambio de rotor sin herramientas
- Acelera y frena en segundos
- Disponible en dos colores: verde y azul

**SKU:** B-01-29-0202-0201 | **Categorías:** [Otras centrífugas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

#### Características técnicas

#### Bell-MinCentri-1008

Código SKU	B-01-29-0202-0201
Velocidad máx.	7000rpm
RCF máx.	2680×g
Capacidad del rotor	0,2/0,5/1,5/2,0 ml×8; 0,2 ml×16 tiras de PCR o 0,2 ml×2 tiras de PCR 8
Tiempo de ejecución	Funcionamiento continuo
Motor de accionamiento	Motor de CC
Poder	AC110-240V/50Hz/60Hz 20W
Nivel sonoro	≤45dB
Dimensión [D×W×H]	160x170x122m m
Peso	0,5 kg
Certificación	CE cTÜVus FCC MCA

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO