

## MINICENTRÍFUGA BELL-MINCENTRI-1008E



- Ideal for microfiltration and quick spin-downs
- Easy-to-use with dual start/stop function
- 5000rpm fixed speed(FD1008E)
- Compatible with 2mLx8 and PCR8x2 rotors
- Quiet running, noise level  $\leq 45$ dB
- Rotor change without tools
- Accelerates and brakes in seconds
- Disponible en dos colores, verde y azul.

**SKU:** B-01-29-0202-1100 | **Categorías:** [Otras centrífugas](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

	<b>Modelo</b>	<b>Bell-MinCentri-1008E</b>
Código SKU		B-01-29-0202-1100
Velocidad máx.		5000rpm
RCF máx.		1360×g
Capacidad del rotor		0,2/0,5/1,5/2,0 ml×8; 0,2 ml×16 tiras de PCR o 0,2 ml×2 tiras de PCR 8
Tiempo de ejecución		Funcionamiento continuo
Motor de accionamiento		Motor de CC
Poder		AC110-240V/50Hz/60Hz 20W
Nivel sonoro		≤45dB
Dimensión [D×W×H]		160x170x122m m
Peso		0,5 kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO