

## MINICENTRIFUGADORA 4000/6000RPM BELL-MINCENFUGA-6KS



- Carcasa de material compuesto, resistente a los golpes
- El sistema de frenado electrónico para el procesamiento rápido de muestras
- Tina de rotor de liberación rápida, permite un fácil intercambio de rotor
- Bell-MinCenFuga-6K / Bell-MinCenFuga-6KS
- Dos opciones de velocidad: 4.000 y 6.000 rpm
- Bell-MinCenFuga-6KS: diseño de rotor 3 en 1, gran capacidad y ahorro de tiempo
- 6x1.5/2.0ml tubos, --6x0.5ml tubos, --2-8x0.2ml PCR strip tubos

**SKU:** B-01-29-0202-100 | **Categorías:** [Centrífuga](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

	<b>Especificación</b>	
Modelo	Bell-MinCenFuga-6K	Bell-MinCenFuga-6KS
Código SKU	B-01-29-0202-1001	B-01-29-0202-1002
Rotor	Rotor de 6x1.5ml/2.0ml Rotor de tira de 2x8x0.2ml	3 en 1rotor (*)
Velocidad	6.000 rpm	4.000 y 6.000 rpm
Max. RCF	2.000 x g	1.200 y 2.000 x g
Dimensiones	175x148x118m m	135x127x120m m
Peso	0,7 kg	0,7 kg
Poder	AC100-240V	AC100-240V
Especificación*3 en rotor - tubos de 6x1.5/2.0ml, 6x0.5ml y rotor de tira de PCR 2-8x0.2ml		

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO