

## MINIPERIFERICO - 2 RANURAS TODO EN UNO



### Miniperiferico - 2 ranuras todo en uno

**Tamaño (LxWxD):** 9,8×8,6×6,5 pulgadas / 250×218×165 mm

**Peso:** 5,1 lb / 2,3 kg

**Ranura No.:** 20 MB/s para cada ranura

**Corriente máxima:** 2A por ranura

**Humedad de carga:** 20% ~ 90% HR, sin condensación

**Voltaje de entrada:** 5 V, 1 A

**Código intermitente del LED de recolección:** Luz roja intermitente rápida: Conexión o lectura/escritura de datos

**Luz roja fija:** cuerpo IGU-16 conectado con DHR y sin funcionamiento

**Código intermitente del LED del probador:** Luz verde fija: cuerpo IGU-16/IGU-16 AUX conectado con SoloTester

**SKU:** SSS-2SAIO | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO