

MINIPERIFERICO - 2 RANURAS TODO EN UNO



Miniperiferico - 2 ranuras todo en uno

Tamaño (LxWxD): 9,8×8,6×6,5 pulgadas / 250×218×165 mm

Peso: 5,1 lb / 2,3 kg

Ranura No.: 20 MB/s para cada ranura

Corriente máxima: 2A por ranura

Humedad de carga: 20% ~ 90% HR, sin condensación

Voltaje de entrada: 5 V, 1 A

Código intermitente del LED de recolección: Luz roja intermitente rápida: Conexión o lectura/escritura de datos

Luz roja fija: cuerpo IGU-16 conectado con DHR y sin funcionamiento

Código intermitente del LED del probador: Luz verde fija: cuerpo IGU-16/IGU-16 AUX conectado con SoloTester

SKU: SSS-2SAIO | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO