

## MISCELÁNEA DE ACCESORIOS PARA MICROSCOPIOS



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Otros Accesorios para Microscopios](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cubetas de tinción, fijación, productos de limpieza y otros accesorios diversos se utilizan a diario por el microscopista con el fin de preparar sus muestras de especímenes

### A DESTACAR

- Productos necesarios para el microscopista
- Para un mejor mantenimiento del equipo
- Suministrados desde nuestro almacén
- Productos de gran calidad

## MODELOS

### Miscellaneous accessories

MODELOS	Descripción	Otros
PB.5200	Cubeta de tinción para 10 porta-objetos	
PB.5210	Pincel de punta fina	
PB.5245	Papel de limpieza de óptica	Paquete de 100 unidades
PB.5250	Parafina sólida	Bote de 200 gramos Punto de fusión 60°C
PB.5255	Aceite de inmersión	Botella de 25 ml Índice de refracción = 1.482
PB.5256	Entellan (Bálsamo de Canadá)	Botella de 25 m.
PB.5274	Alcohol Isopropilico	Botella de 200 ml
PB.5277	Formalina 40% (agente fijador)	Botella de 200 ml
PB.5275	Kit de limpieza de óptica	

## ESPECIFICACIONES

Cubetas de tinción, fijación, productos de limpieza y otros accesorios diversos se utilizan a diario por el microscopista con el fin de preparar sus muestras de especímenes

### Downloads



[Disposables Ficha Tecnica Inglesdownload](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Modelos

COTECNO