

## MOBILIARIO DE LABORATORIO



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Mobiliario de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [biosan](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### ESPECIFICACIONES

T-4	+
Peso	23 kg
Carga máxima	50 kg
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	800 × 600 × 770 mm
T-4L	+
Peso	36 kg
Carga máxima	75 kg
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	1290 × 600 × 770 mm
T-4L-P	+
Peso	54 kg
Carga máxima	75 kg
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	1290 × 600 × 1670 mm
LF-1	+
Peso	28 kg
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	300 × 450 × 705 mm

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO