

MODELO DE ACUPUNTURA 178CM BELL-MA178-01B



Descripción

- Este modelo de acupuntura es un auxiliar de enseñanza ideal. Cuidadosamente etiquetados con los puntos de presión y meridianos apropiados del antiguo arte de curación. Hecho de fibra de vidrio y montado en un soporte de madera.
- Embalaje: 1pcs / carton, 128x45x59cm, 25kgs
- Material: fibra de vidrio

SKU: Bell-MA178-01B | **Categorías:** [Serie de Acupuntura](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO