

MODELO DE ACUPUNTURA DE OREJA DE 22CM BELL-MAO22-08A



Descripción

- Estos modelos de acupuntura de oído en serie están hechos de plástico PVC, muestran la ubicación de los puntos de acupuntura en la aurícula que refleja las vísceras correspondientes y partes del cuerpo humano.
- Embalaje: 30 piezas / ctn, 55x39x47cm, 15kgs
- Material: PVC

SKU: Bell-MAO22-08A | **Categorías:** [Serie de Acupuntura](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO