

MODELO DE ACUPUNTURA DE VACA BELL-MAVAC-03



Descripción

- Este modelo muestra 68 puntos de acupuntura útiles en el lado derecho del cuerpo del ganado marcado con números. Fabricado en plástico PVC. Utilizado como referencia veterinaria.
- Embalaje: 10 piezas / ctn, 58x37x29cm, 6kgs
- Material: PVC

SKU: Bell-MAVac-03 | **Categorías:** [Serie de Acupuntura](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO