

MODELO DE ACUPUNTURA MASCULINO DE 46CM BELL-MAM46-05



Descripción

- Estos modelos de acupuntura chinos son ayudas didácticas ideales. Cada uno está cuidadosamente etiquetado con el punto de presión apropiado y los meridianos del antiguo arte de curar. Hecho de plástico de PVC blando y montado en un hermoso soporte de madera.
- Embalaje: 10 piezas / ctn, 53x39x52cm, 11kgs
- Material: PVC

SKU: Bell-MAM46-05 | **Categorías:** [Serie de Acupuntura](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO