

MODELO DE PULMÓN BELL-PUL-21



SKU: N / A | Categorías: [Serie Anatómica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Modelo de Pulmón Bell-Pul-21[/vc_column_text][[/vc_column][[/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del Producto:

- Nombre del producto: Modelo de pulmón
- Producto No: Bell-Pul-21
- Material: PVC
- Descripción: Un modelo de tamaño natural que se separa en 4 partes. Los pulmones tienen dos lóbulos removibles para mostrar el interior.
- Embalaje: 8 piezas / cartón, 57x46x62 cm, 14kgs

[/vc_wp_text][[/vc_column][[/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO