

MOLDE CBR CON BASE SÓLIDA, 6 " -H-4149



SKU: H-4149 | **Categorías:** [Compactación](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#), [Moldes de compactación](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Molde CBR con un volumen de .1145 ft³. Tubo de acero laminado en frío, chapado para resistencia a la oxidación. La extensión del collar y la placa base sólida se pueden sujetar en cualquier extremo del cilindro. Las dimensiones del molde son 6 "ID x 7" H con un collar separable de 2 ". Incluye placa base extraíble, pernos y tuercas de mariposa. Compatible con el compactador H-4169.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO