

MOLDE CILÍNDRICO PARA COMPORTAMIENTO DE SEDIMENTACIÓN



SKU: N / A | **Categorías:** [Hormigón Auto-compactante](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Molde Cilíndrico para Comportamiento de Sedimentación[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del Producto:

- Molde cilíndrico para comportamiento de sedimentación
- Molde cilíndrico para determinar el comportamiento de sedimentación del SCC.
- Que consiste en:
 - 3 cilindros 150 dia. x 150 mm de alto, niquelado electrolítico,
 - Dispositivo deslizando de separación y placa base.
- Peso: 14,6 kg.

[/vc_wp_text][/vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO