

MOLDE CON BASE PERFORADA CBR, 6" -H-4151



SKU: H-4151 | **Categorías:** [Compactación](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#), [Moldes de compactación](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Molde CBR con un volumen de .1145 ft³. Tubo de acero laminado en frío, chapado para resistencia a la oxidación. La extensión del collar y la placa base perforada se pueden sujetar en cualquiera de los extremos del cilindro. Las dimensiones del molde son 6 "ID x 7" H con un collar separable de 2.5 " Incluye placa base extraíble, clavos y tuercas de mariposa. Compatible con el compactador H-4169.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO