

MOLDE CÚBICO PARA LECHADA EXPANSIVA DE ACERO INOXIDABLE — H-2802



SKU: H-2802 | **Categorías:** [Cemento](#), [Cubos de Prueba](#), [Humboldt](#), [Moldes Cúbicos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Molde de cubo de 3 pulgadas y 2 "con disposición diagonal en acero inoxidable forjado.

La costilla de refuerzo evita la propagación.

Placa base desmontable y placa superior.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO