

MOLDE DE COMPACTACIÓN DE SUELO, 6" -H-4159



SKU: H-4159 | **Categorías:** [Compactación](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#), [Moldes de compactación](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Molde de compactación con un volumen de 1 / 10th ft³. Tubo de acero laminado en frío, chapado para resistencia a la oxidación. Las dimensiones del molde son 6 "ID x 6.1" H con un collar separable de 2.5 ". Incluye placa base extraíble (8" x 8 "x 0.5" de grosor), pernos prisioneros y tuercas de mariposa. Compatible con el compactador H-4169.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO