

## MOLDE DE COMPACTACIÓN DIVIDIDO, 2.8 " -H-4142



**SKU:** H-4142 | **Categorías:** [Compactación](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#), [Moldes de compactación](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Molde de compactación con un volumen de .0214 ft<sup>3</sup>. Tubo de acero laminado en frío, chapado para resistencia a la oxidación. Las dimensiones del molde son 2.8 "ID x 4" H con un collar separable de 2 ". El molde tiene un cuerpo dividido verticalmente con 2 abrazaderas de acción rápida para facilitar la extracción de la muestra. No es compatible con el compactador H-4169.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO