

MOLDE DE CONTRACCIÓN LINEAL



Molde para producir una muestra de 140 mm de largo x 12,5 mm de radio.

SKU: N / A | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) | **Etiquetas:** [BS 1377:2](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Molde para producir una muestra de 140 mm de largo x 12,5 mm de radio.

Esta prueba cubre la determinación de la contracción lineal de los suelos e indica las propiedades plásticas de los suelos con un bajo contenido de arcilla.

Normas:

BS 1377:2

Especificaciones Tecnicas

| Modelo | Código del Producto | Nombre del Producto | Dimensiones(cm) | Peso(kg) |
|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|----------|
| BellMolConLin-03 | B010309180101 | Molde de contracción lineal | 2x3x16 | 0,3 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO