

MOLDE DE CUBO DE CONCRETO, PLÁSTICO -H-2827MP



SKU: H-2827MP | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Prueba de cubos](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T97](#), [ASTM C403](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Molde de cubos de plástico de una cavidad. Se usa para pruebas de compresión de cubos de concreto y para muestras de mortero en el momento del fraguado inicial y final del concreto.

150 x 150 x 150 mm

El molde de cubo de concreto, plástico admite las siguientes normas: [ASTM C403](#), AASHTO T97

- [Normas](#)

[ASTM C403](#)

AASHTO T97

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO