

MOLDE DE CUBO DE HORMIGÓN, ACERO, DE ALTA RESISTENCIA -H-2827MHD



SKU: H-2827MHD | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Prueba de cubos](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T97](#), [ASTM C403](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Molde de cubeta de acero de una sola cavidad y dos partes con placa base. Usado para pruebas de compresión de cubos de concreto.

El molde de cubo de concreto, acero, de alta resistencia admite las siguientes normas: [ASTM C403](#), AASHTO T97

- [Normas](#)

[ASTM C403](#)

AASHTO T97

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO