

## MOLDE DE MUESTRA DE DESHIELO -H-3195



**SKU:** H-3195 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T157](#), [AASHTO T161](#), [ASTM C233](#), [ASTM C666](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para muestras de 3 x 4 x 16 " (76 x 102 x 406 mm) expuestas a ciclos de congelación-descongelación rápidamente repetidos en agua o aire. El molde es de acero laminado en frío con placa de base desmontable.

El molde de muestras de deshielo admite las siguientes normas: [ASTM C233](#), ASTM C666, AASHTO T157, AASHTO T161

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO