

MOLDE DE PRECISIÓN DE TRES BANDAS EN 196



SKU: N / A | **Categorías:** [Moldes de Precisión de Tres Bandas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Molde de Precisión de Tres Bandas EN 196

[/vc_column_text][/vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text] Descripción del producto:

- Molde de precisión de tres bandas
- 40.1 x 40 x 160 mm
- EN 196
- Superficie brillante pulida
- Con webs numeradas y nutplates.
- Sin perforaciones
- Peso: 10,5 kg.

Nota:

Recomendamos el niquelado.

versión 1.0202.06 debido al riesgo de corrosión debido a fuertemente alcalino

Mezclas de mortero y aditivos químicos.[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO