

## MOLDE DE PRECISI3N DE TRES BANDAS EN 196



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Moldes de Precisi3n de Tres Bandas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text] Molde de Precisión de Tres Bandas EN 196

[/vc\_column\_text][/vc\_column][vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text] Descripción del producto:

- Molde de precisión de tres bandas
- 40.1 x 40 x 160 mm
- EN 196
- Superficie brillante pulida
- Con webs numeradas y nutplates.
- Sin perforaciones
- Peso: 10,5 kg.

Nota:

Recomendamos el niquelado.

versión 1.0202.06 debido al riesgo de corrosión debido a fuertemente alcalino

Mezclas de mortero y aditivos químicos.[/vc\_wp\_text][/vc\_column][/vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO