

MOLDE DE SEIS BANDAS 20 X 20 X 160 MM



SKU: N / A | **Categorías:** [Moldes de Precisión de Seis Bandas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Molde de Seis Bandas 20 x 20 x 160 mm

[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text] Descripción del producto:

- Molde de precisión de seis bandas
- 20 x 20 x 160 mm
- Superficie molida
- Tejidos marcados y nutplados.
- Sin perforaciones
- Peso: 8,9 kg.

Nota:

Recomendamos el niquelado.

versión 1.0320.01 debido al riesgo de corrosión debido a fuertes mezclas de mortero alcalino y aditivos químicos.[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO