

## MOLDE DE TRES PIEZAS PARA CUBOS DE 50 MM



SKU: N / A | Categorías: [Moldes de Cubo](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text] Molde de Tres Piezas para Cubos de 50 mm

[/vc\_column\_text][vc\_column][vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text] Descripción del producto:

- Molde de tres cuadrantes para cubos.
- ASTM C109, AASHTO T106
- Para 3 cubos de mortero de 50 mm.
- Oscuro. fuera aprox. 210 x 75 x 60 mm
- Peso: 3,5 kg.[/vc\_wp\_text][/vc\_column][vc\_row]

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO