

MOLDE DE YESO 280 X 340 MM (JUEGO)



- Fabricado en acero galvanizado para pruebas con calentamiento de aire únicamente. Se utiliza para fijar la muestra de asfalto en un lecho de yeso según TP-A 22. El molde se puede utilizar para preparar la muestra solo con borde de yeso o se puede colocar directamente en el seguidor de ruedas 20-4000 junto con la muestra de asfalto con lecho de yeso . Incluye dos asas de transporte y elementos de pared fijados entre sí con 3 bisagras y 1 tornillo de fijación central. La placa inferior es regulable en altura entre 40 - 60 - 80 - 100 - 120 mm. Adecuado para dimensiones de muestra de hasta aprox. 260 x 320 mm = 280 x 340 mm dimensión total de la muestra, incluido el borde de yeso.

SKU: 20-4016 | **Categorías:** [Asfalto](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO