

**MOLDE INTERNO 3-1 / 2 AGUJERO REDONDO PLACA DE ACERO W MARCO PARA TM /  
TS—HA-5000.5**



**SKU:** HA-5000.5 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Molde interno de 4 "(100mm) Ø y platinas ranurado, incluye características para la medición de la temperatura del espécimen.

(3-1 / 2 agujero redondo placa de acero w marco para tm / ts)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO