

MOLDE INTERNO DE 6 "(150MM) Ø Y PLATINAS CON LA MEDIDA DE LA TEMPERATURA DEL ESPÉCIMEN—HA-5000.2



SKU: HA-5000.2 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) | **Etiquetas:** [HA-5000](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Molde interno de 6 "(150mm) Ø y platinas con la medida de la temperatura del espécimen

2-1 / 4 agujero redondo placa de acero w marco para tm / ts

para Supertractor GYR giratorio [HA-5000](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO