

MOLDE LBR -H-4163



SKU: H-4163 | **Categorías:** [Compactación](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#), [Moldes de compactación](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Molde de compactación con un volumen de 1 / 13.33 ft³, tubo de acero laminado en frío, chapado para resistencia al óxido. Las dimensiones del molde son 6 "ID x 6.1" Alt. Con un collar desmontable de 2.5 ". Extensión de collar y placa base sólida que se puede sujetar en cualquier extremo del cilindro. Compatible con el compactador H-4169 Prueba LBR requiere disco espaciador H-4147, se vende por separado .

- [Accesorios](#)

	H-4147	Disco espaciador LBR
--	--------	----------------------

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO