

MOLDE LE CHATELIER EN 196



SKU: N / A | **Categorías:** [Consistencia de Volumen](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Molde Le Chatelier EN 196

[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text] Descripción del producto:

- Molde Le Chatelier EN 196

- Molde de le chatelier EN 196-3 Para determinar la constancia del volumen (solidez) de cemento acabado níquel electrofítico.[/vc_wp_text][/vc_column][vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO