

MOLDE MARSHALL DE ESTABILIDAD 150 MM



- Molde de estabilidad Marshall 150 mm para 35-5100

SKU: 20-1712 | **Categorías:** [Probadores Marshall](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Datos eléctricos	---
Dimensiones aproximadas	---
Peso aproximado	55 kg
Estándares	EN 12697/34 - ASTM D 1559 - AASHTO T 245

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO