

## MOLDE MARSHALL DE ESTABILIDAD 150 MM



- Molde de estabilidad Marshall 150 mm para 35-5100

**SKU:** 20-1712 | **Categorías:** [Probadores Marshall](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

Datos eléctricos	---
Dimensiones aproximadas	---
Peso aproximado	55 kg
Estándares	EN 12697/34 - ASTM D 1559 - AASHTO T 245

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO