

MOLDE PLÁSTICO DE CUBO DE 150 MM PARA PRUEBAS



SKU: N / A | **Categorías:** [Moldes de Hormigón para Cubos, Cilindros, Barras](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Molde Plástico de Cubo de 150 mm para Pruebas

[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text] Descripción del producto:

- "PRUEBA" de Molde de cubo

- 150 x 150 x 150 mm

- Todo de plástico negro

- Libre de CFC

- Peso: 2,1 kg.

[/vc_wp_text][/vc_column][vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO