

MOLDES DE ANILLO DE LATÓN PARA PRUEBA PAT (3 PZS.)



SKU: N / A | **Categorías:** [Consistencia de Volumen](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Moldes de Anillo de Latón Para Prueba Pat (3 pzs.)[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del Producto:

- Moldes de Anillo de Latón Para Prueba Pat (3 pzs.) EN 459-2, BS 1191, BS 6463-4 para la determinación de la solidez de cal hidratada y yesos de construcción
- Oscuro. 100 mm de diámetro, altura 5 mm, ancho 5 mm
- Cono interior de 5 °.
- Con placa base 120 x 120 mm.

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO