



MOLDES PARA PROBETAS DE HORMIGÓN DE 150X300 COTEST



SKU: BELL-MOLPRO-H01 | **Categorías:** [Moldes de probetas cilíndricas](#) |

COTEST



GALERÍA DE IMÁGENES

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



INTERIOR CON TERMINADO LISO DE MÚLTIPLES LIJADOS
El espécimen final es perfectamente formado con alto grado de redondez.

PATENTE DE EMPALME DE SEMICIRCULOS

0% posibilidad de fuga de concreto cuando se está formando el ejemplar. Nuestros moldes mantienen redondez incluso después de un largo periodo de uso.



REFORZADO ESTRUCTURAL PARA MAYOR RESISTENCIA
El molde es reusable y tiene larga vida productiva.

PLATO INFERIOR CON CALIBRADO ESPECIAL

La superficie del plato inferior es plana y lisa, ayudando a que la base del ejemplar sea de excelente terminado.



COMPARACIÓN DE MUESTRAS



Muestras formadas por **nuestros moldes de hierro fundido**.



Muestras formadas con moldes de otras marcas.

NUMERACIÓN EXCLUSIVA

CCM15-20160302-001

RASTREO E INFORMACIÓN DE:

Fuente de materia prima

Fecha de producción

Control de calidad y fecha de envío.



INFORMACIÓN ADICIONAL