

## MOLINO DE BOLAS 3200GR - BELL-MOLBOL-3200



**SKU:** B-01-53-0200-0204 | **Categorías:** [Triturador de mandíbula](#), [Trituradoras](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestros molinos de báscula de laboratorio con diferentes capacidades no mezclan metal con su revestimiento interior de alúmina e inoxidable.

Rodamientos de bolas de alúmina Primer inoxidable

Aislamiento acústico

Intervalo de molienda de tiempo ajustable (temporizador)

Fácil de llenar y descargar

<b>Modelo</b>	<b>Bell-MolBol-500</b>	<b>Bell-MolBol-800</b>	<b>Bell-MolBol-1600</b>	<b>Bell-MolBol-3200</b>	<b>Bell-MolBol-6400</b>
Código SKU	B-01-53-0200-0201	B-01-53-0200-0202	B-01-53-0200-0203	B-01-53-0200-0204	B-01-53-0200-0205
Capacitate	Capacidad de recepción de 500 gr.	capacidad de 800 gr	capacidad de 1600 gr	capacidad de 3200 gr	Capacidad de hasta 6400 gr

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO